


# Sistema Quantum

viti cannulate a compressione



#### Dati e immagini

Intrauma S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche al design e alla finitura dei prodotti mostrati e descritti nel presente catalogo senza preavviso alcuno.

Le immagini sono esempi illustrativi a titolo di informazione.

Le informazioni visualizzate sono puramente indicative circa alcune caratteristiche generali dei prodotti qui illustrati.

Tali informazioni non costituiscono in alcun modo descrizione delle caratteristiche specifiche da parte del Costruttore.

Invitiamo pertanto il cliente a rivolgersi sempre all'azienda Intrauma S.p.A. al fine di ottenere una completa informazione sulle caratteristiche specifiche.

© I contenuti delle pagine del presente catalogo sono protetti da Copyright.

La riproduzione dei contenuti è possibile se espressamente autorizzato da Intrauma S.p.A.

Non sono consentite la copia e la distribuzione del presente catalogo, senza previa autorizzazione.

# Sistema Quantum - Viti cannulate a compressione

---

## Introduzione

Il sistema Quantum viti cannulate a compressione offre due tipologie (2.2, 3.0) di misure della testa per il trattamento di varie indicazioni.

Il sistema è il risultato di una lunga collaborazione con i chirurghi nonché col personale lavorativo nelle sale operatorie.

Con questo prodotto innovativo, siamo in grado di soddisfare tutte le richieste dei nostri clienti più esigenti, garantendo il massimo livello di qualità e funzionalità dei prodotti.

## Indicazioni

- Fissazioni di fratture
- Osteotomie
- Fusioni e artrodesi



## Benefici e vantaggi

- Testa delle viti disponibile in due misure a seconda delle condizioni anatomiche del paziente.
- Ampia gamma di lunghezze per soddisfare diverse indicazioni.
- Filettatura delle viti precisa.
- Le viti sono fatte in titanio, materiale altamente biocompatibile.
- La forma a stella della testa della vite assicura un inserimento stabile e forte.



## Viti cannulate senza testa Ø 2.2 corte

| Ref.      | Lungh. filettatura | Lungh. |
|-----------|--------------------|--------|
| D1D.22100 | 4                  | 10 mm  |
| D1D.22110 | 5                  | 11 mm  |
| D1D.22120 | 5                  | 12 mm  |
| D1D.22130 | 5                  | 13 mm  |
| D1D.22140 | 5                  | 14 mm  |
| D1D.22150 | 5                  | 15 mm  |
| D1D.22160 | 5                  | 16 mm  |
| D1D.22170 | 5                  | 17 mm  |
| D1D.22180 | 5                  | 18 mm  |
| D1D.22190 | 5                  | 19 mm  |
| D1D.22200 | 5                  | 20 mm  |
| D1D.22210 | 5                  | 21 mm  |
| D1D.22220 | 5                  | 22 mm  |
| D1D.22230 | 5                  | 23 mm  |
| D1D.22240 | 6                  | 24 mm  |
| D1D.22250 | 6                  | 25 mm  |
| D1D.22260 | 6                  | 26 mm  |
| D1D.22270 | 6                  | 27 mm  |
| D1D.22280 | 6                  | 28 mm  |
| D1D.22290 | 6                  | 29 mm  |
| D1D.22300 | 6                  | 30 mm  |

## Viti cannulate senza testa Ø 2.2 lunghe

| Ref.      | Lungh. filettatura | Lungh. |
|-----------|--------------------|--------|
| D1E.22220 | 8                  | 22 mm  |
| D1E.22240 | 8                  | 24 mm  |
| D1E.22260 | 8                  | 26 mm  |
| D1E.22280 | 9                  | 28 mm  |
| D1E.22300 | 10                 | 30 mm  |
| D1E.22320 | 11                 | 32 mm  |
| D1E.22340 | 12                 | 34 mm  |
| D1E.22360 | 13                 | 36 mm  |
| D1E.22380 | 14                 | 38 mm  |
| D1E.22400 | 15                 | 40 mm  |

## Ø 3.0

### Viti cannulate senza testa Ø 3.0 corte

| Ref.      | Lungh. filettatura | Lungh. |
|-----------|--------------------|--------|
| D2D.30100 | 4                  | 10 mm  |
| D2D.30110 | 4                  | 11 mm  |
| D2D.30120 | 4                  | 12 mm  |
| D2D.30130 | 4                  | 13 mm  |
| D2D.30140 | 4                  | 14 mm  |
| D2D.30150 | 4                  | 15 mm  |
| D2D.30160 | 4                  | 16 mm  |
| D2D.30170 | 4                  | 17 mm  |
| D2D.30180 | 4                  | 18 mm  |
| D2D.30190 | 4                  | 19 mm  |
| D2D.30200 | 4                  | 20 mm  |
| D2D.30210 | 4                  | 21 mm  |
| D2D.30220 | 4                  | 22 mm  |
| D2D.30230 | 4                  | 23 mm  |
| D2D.30240 | 5                  | 24 mm  |
| D2D.30250 | 5                  | 25 mm  |
| D2D.30260 | 5                  | 26 mm  |
| D2D.30270 | 6                  | 27 mm  |
| D2D.30280 | 6                  | 28 mm  |
| D2D.30290 | 6                  | 29 mm  |
| D2D.30300 | 7                  | 30 mm  |
| D2D.30320 | 7                  | 32 mm  |
| D2D.30340 | 8                  | 34 mm  |
| D2D.30360 | 9                  | 36 mm  |
| D2D.30380 | 9                  | 38 mm  |
| D2D.30400 | 10                 | 40 mm  |
| D2D.30450 | 15                 | 45 mm  |
| D2D.30500 | 20                 | 50 mm  |

### Viti cannulate senza testa Ø 3.0 lunghe

| Ref.      | Lungh. filettatura | Lungh. |
|-----------|--------------------|--------|
| D2E.30160 | 5                  | 16 mm  |
| D2E.30170 | 6                  | 17 mm  |
| D2E.30180 | 6                  | 18 mm  |
| D2E.30190 | 7                  | 19 mm  |
| D2E.30200 | 7                  | 20 mm  |
| D2E.30210 | 8                  | 21 mm  |
| D2E.30220 | 8                  | 22 mm  |
| D2E.30230 | 8                  | 23 mm  |
| D2E.30240 | 8                  | 24 mm  |
| D2E.30250 | 8                  | 25 mm  |
| D2E.30260 | 10                 | 26 mm  |
| D2E.30270 | 10                 | 27 mm  |
| D2E.30280 | 10                 | 28 mm  |
| D2E.30290 | 10                 | 29 mm  |
| D2E.30300 | 12                 | 30 mm  |
| D2E.30320 | 12                 | 32 mm  |
| D2E.30340 | 14                 | 34 mm  |
| D2E.30360 | 14                 | 36 mm  |
| D2E.30380 | 16                 | 38 mm  |
| D2E.30400 | 16                 | 40 mm  |
| D2E.30450 | 21                 | 45 mm  |
| D2E.30500 | 26                 | 50 mm  |

# Strumenti

| Ref.      | Strumento                 |
|-----------|---------------------------|
| D9Q.01010 | Cassetta strumenti        |
| C8P.01010 | Manico                    |
| D8P.22010 | Cacciavite Ø 2.2          |
| D8P.22020 | Cacciavite Ø 3.0          |
| D8P.02010 | Centratore Ø 2.2/3.0      |
| D8P.04080 | Filo di K Ø2.2 (Ø 0.8)    |
| D8P.04110 | Filo di K Ø3.0 (Ø 1.1)    |
| D8P.03090 | Misuratore Ø 0.8 K-Wire   |
| D8P.03120 | Misuratore Ø 1.1 K-Wire   |
| D8P.31170 | Punta Ø 2.2 (Ø1.8/115 mm) |
| D8P.31210 | Punta Ø 3.0 (Ø2.1/95 mm)  |



D9Q.01010 (la cassetta viene fornita senza strumenti)



C8P.01010



D8P.22010



D8P.22020



D8P.02010



D8P.04080



D8P.04110



D8P.03090



D8P.03120



D8P.31170



D8P.31210



**DISTRIBUTORE ESCLUSIVO:**



**Intrauma S.p.A.** - Via Genova, 19 - 10098 Rivoli (TO) Italia

Tel. +39.011.953.94.96 - Fax +39.011.958.83.85 - [info@intrauma.com](mailto:info@intrauma.com) - [www.intrauma.com](http://www.intrauma.com)

